

# FD 322

## Быстрая дезинфекция



FD 322 – не содержащий альдегида, готовый к применению раствор для быстрой дезинфекции устойчивых к спирту поверхностей медицинских изделий и назначения (кресел для пациентов, столов с плавающей декой, лотков для инструментов, защитных оболочек интраоральных плёнок, рукояток операционных светильников т.д. перед их последующей обработкой). Кроме того, средство FD 322 перед дальнейшей обработкой в соответствии с указаниями производителя можно использовать для дезинфекции наружных поверхностей медицинских изделий, таких как турбины, прямые и угловые наконечники.

Состав: 100 г FD 322 содержат 32 г 1-пропанола, 26 г этанола, а также вспомогательные вещества и воду.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид, вируцид с ограниченным действием (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ<sup>1)</sup>, а также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Polyoma-вирусов SV 40, Ного-вирусов). Занесен в список VАН. Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615.

1) В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Применение: Использовать FD 322 в неразбавленном виде. Нанести FD 322 на салфетку и полностью смочить поверхности; небольшие, труднодоступные поверхности можно опрыскивать напрямую. Салфетки FD multi wipes/FD multi wipes compact с пропиткой из FD 322 использовать аналогично. Полностью опрыскивать дезинфицируемые поверхности и предметы и дать высохнуть. Время воздействия составляет 1 мин, для вирусы от 0,5 до 5 мин (см. таблицу в „DE“). Дополнительные указания - см. также информацию о продукте на нашем сайте. Указания: Соблюдать осторожность при очистке поверхностей, чувствительных к спирту (акрилового стекла и т.п.). Перед обработкой чувствительных поверхностей проверить совместимость материалов на незаметном месте.

Внимание. Жидкость и пар способны воспламеняться. Может вызывать сонливость и онуюбиляцию сознания. Беречь от тепла/искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить в холодном месте с хорошей вентиляцией. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297