

# Orotol® plus

## Дезинфекция отсасывающих систем



Orotol® plus представляет собой высокоэффективный концентрат для одновременной дезинфекции, дезодорирования, очистки и ухода за стоматологическими отсасывающими системами, а также плевательницами и амальгамосепараторами. Отборные дезинфицирующие и чистящие агенты эффективно действуют, несмотря на щадящие качества материала и окружающую среду.

Состав: 100 г средства Orotol® plus содержат: 8,8 г 50 %-ого диметилдиоктиламмония хлорида, 1,2 г 50 %-ого бензилдиметилдодециламмония хлорида, 5 - 15 г щелочные чистящие компоненты, < 5 г комплексирующие агенты, пеногасящие и вспомогательные вещества.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид, вируцид с ограниченным действием (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ<sup>1)</sup>, а также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Ного-вирусов). Занесен в список VАН. Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

<sup>1)</sup> В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Применение: Orotol® plus используется в виде 2 %-ого препарата. Для этого разбавить 20 мл Orotol® plus на 1 литр холодной водой и используя OroCup пропустить через отсасывающую систему. Время воздействия в соответствии с рекомендациями VАН – 5 минут, для микобактерий туберкулеза 60 минут (см. таблицу в DE). Мы рекомендуем дезинфицировать и одновременно промывать отсасывающие системы Orotol® plus в зависимости от их загрязненности, от одного до двух раз в день, при одноразовом применении - после рабочего дня. Дополнительные указания - см. также информацию о продукте на нашем сайте.

Указания: после хирургического вмешательства по частично промыть систему стаканом холодной воды.

Опасность. Может вызывать коррозию металлов. Вызывает тяжелые химические ожоги кожи и тяжелые повреждения глаз. Наносит вред водным организмам, с долгосрочным действием. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. При раздражении или сыпи на коже: проконсультироваться у врача/обратиться за врачебной помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При

# Orotol<sup>®</sup> plus

## Дезинфекция отсасывающих систем

наличии контактных линз, по возможности, снять их.

Продолжить промывать глаза. Кожу омыть водой / принять душ. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297